

## DETERMINACIÓN DE DIISOCIANATO DE 2,6 - TOLUENO EN AIRE - MÉTODO DE CAPTACIÓN EN FILTRO IMPREGNADO DE 1 - (2-PIRIDIL) PIPERAZINA/CROMATOGRFÍA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN

MTA/MA – 067/A24



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE TRABAJO  
Y ECONOMÍA SOCIAL

 **insst**  
Instituto Nacional de  
Seguridad y Salud en el Trabajo

**Título:**

MTA/MA-067/A24 Determinación de diisocianato de 2,6 - tolueno en aire - Método de captación en filtro impregnado de 1- (2-piridil)piperazina/cromatografía líquida de alta resolución

**Autor:**

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), O.A., M.P.

**Organismos participantes en el Programa Nacional de Normalización de Métodos de Toma de Muestra y Análisis:**

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo  
Centro Nacional de Condiciones de Trabajo - Barcelona  
Centro Nacional de Medios de Protección - Sevilla  
Centro Nacional de Nuevas Tecnologías - Madrid  
Centro Nacional de Verificación de Maquinaria - Vizcaya

**Coordinación:**

Centro Nacional de Verificación de Maquinaria - Vizcaya

**Edita:**

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), O.A., M.P.  
C/ Torrelaguna 73, 28027 Madrid  
Tel. 91 363 41 00, fax 91 363 43 27  
[www.insst.es](http://www.insst.es)

**Composición:**

Servicio de Ediciones y Publicaciones del INSST

**Edición:**

Madrid, febrero 2024

**NIPO (en línea):** 118-24-004-4

**Hipervínculos:**

El INSST no es responsable ni garantiza la exactitud de la información en los sitios web que no son de su propiedad. Asimismo, la inclusión de un hipervínculo no implica aprobación por parte del INSST del sitio web, del propietario del mismo o de cualquier contenido específico al que aquel redirija.

**Catálogo de publicaciones de la Administración General del Estado:**

<http://cpage.mpr.gob.es>

**Catálogo de publicaciones del INSST:**

<http://www.insst.es/catalogo-de-publicaciones>



# **DETERMINACIÓN DE DIISOCIANATO DE 2,6 - TOLUENO EN AIRE - MÉTODO DE CAPTACIÓN EN FILTRO IMPREGNADO DE 1 - (2-PIRIDIL) PIPERAZINA/CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN**

**Palabras clave:** diisocianato de 2,6-tolueno, 2,6-TDI, aire, 1-(2-piridil)piperazina, cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)

# ÍNDICE

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.....	6
2. DEFINICIONES.....	6
2.1 Sesgo .....	6
2.2 Precisión.....	6
2.3 Límite de detección, LOD.....	6
2.4 Límite de cuantificación, LOQ .....	7
2.5 Incertidumbre .....	7
2.6 Recuperación analítica ( $R_a$ ).....	7
3. FUNDAMENTO DEL MÉTODO .....	7
4. REACTIVOS Y DISOLUCIONES.....	8
4.1 Reactivos .....	8
4.2 Disoluciones.....	9
5. APARATOS Y MATERIAL .....	10
5.1 Aparatos y material para la toma de muestra.....	10
5.2 Aparatos y material para el análisis .....	10
6. TOMA DE MUESTRA.....	11
6.1 Bomba de muestreo .....	11
6.2 Muestreador y caudal de muestreo .....	11
6.3 Tiempo de muestreo .....	11
6.4 Volumen de muestreo.....	11
6.5 Procedimiento de muestreo .....	12
7. MÉTODO DE ANÁLISIS .....	13
7.1 Preparación de muestras y blancos .....	13
7.2 Condiciones cromatográficas .....	14
7.3 Calibración.....	14
7.4 Análisis de muestras y blancos .....	15
7.5 Concentración de 2,6-TDI en el aire muestreado.....	15

8. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO .....	15
8.1 Límites de detección (LOD) y de cuantificación (LOQ) del método.....	15
8.2 Recuperación analítica (RA) .....	16
8.3 Precisión analítica .....	16
8.4 Incertidumbre expandida del método (U) .....	17
9. BIBLIOGRAFÍA .....	17
ANEXO A .....	18

## 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Este método describe el procedimiento para la determinación de la concentración de vapores de diisocianato de 2,6-tolueno (2,6-TDI) en los lugares de trabajo, mediante la captación en filtro de fibra de vidrio impregnado de una disolución de 1-(2-piridil)piperazina (1,2-PP) y análisis, por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), de la urea formada en el proceso de captación. El método permite la determinación de 2,6-TDI a partir de 0,25 µg en el filtro.

De acuerdo con los criterios establecidos en la norma UNE-EN ISO 22065 (9.1) y en el protocolo de validación del INSST (9.2), se ha validado el método para cantidades de 2,6-TDI en los filtros desde 0,50 µg hasta 20 µg. Este intervalo comprende concentraciones en el ambiente de 2,6-TDI entre la décima parte y dos veces su valor límite ambiental de exposición diaria (VLA-ED) cuando el volumen de muestreo es de 240 litros, y concentraciones de 2,6-TDI entre la mitad y dos veces su valor límite de corta duración (VLA-EC) cuando el volumen de muestreo es de 15 litros (9.3).

Este método de toma de muestra y análisis se ha desarrollado para determinar la concentración media ponderada en el tiempo de 2,6-TDI en el aire, en toma de muestras personales y en lugares fijos. Por ello, puede ser utilizado para realizar mediciones para comparar con los valores límite de exposición profesional y mediciones periódicas (9.4 y 9.5).

## 2. DEFINICIONES

Se aplican los términos y las definiciones dados en la norma UNE-EN 1540 (9.6). A efectos de este documento, se consideran de interés las siguientes definiciones:

### 2.1. Sesgo

Desviación del resultado obtenido aplicando un procedimiento de medida con respecto al valor aceptado como referencia.

### 2.2. Precisión

Grado de concordancia entre los resultados obtenidos aplicando el método repetidas veces, bajo condiciones determinadas.

### 2.3. Límite de detección, LOD

La cantidad menor de un analito que se puede detectar con un nivel de confianza dado.

El LOD se puede calcular a partir de la desviación estándar de las señales del blanco ( $\sigma_y$ ) y de la pendiente de la recta de regresión de la función de calibración ( $b$ ).

$$LOD = \frac{3 \sigma_y}{b} \quad (\text{fórmula 1})$$

También se puede calcular a partir de la desviación estándar de las concentraciones asignadas por la función de calibración a las señales del blanco ( $\sigma_x$ ).

$$LOD = 3\sigma_x \quad (\text{fórmula 2})$$

El LOD se puede utilizar como un valor umbral para afirmar, con un nivel de confianza dado, la presencia de una sustancia.

En ausencia de señal del blanco, se pueden utilizar concentraciones de analito próximas al límite de detección esperado para determinar el LOD.

## 2.4. Límite de cuantificación, LOQ

La cantidad menor de un analito que se puede cuantificar con un nivel de confianza dado.

El LOQ se puede calcular a partir de la desviación estándar de las señales del blanco ( $\sigma_y$ ) y de la pendiente de la recta de regresión de la función de calibración ( $b$ ).

$$LOQ = \frac{10 \sigma_y}{b} \quad (\text{fórmula 3})$$

También se puede calcular a partir de la desviación estándar de las concentraciones asignadas por la función de calibración a las señales del blanco ( $\sigma_x$ ).

$$LOQ = 10 \sigma_x \quad (\text{fórmula 4})$$

El valor del LOQ se puede utilizar como un valor umbral para garantizar la exactitud de la medida de una sustancia.

En ausencia de señal del blanco, se pueden utilizar concentraciones de analito próximas al límite de detección esperado para determinar el LOQ.

## 2.5. Incertidumbre

Estimación del intervalo de valores en el que se sitúa, con una probabilidad determinada, el valor verdadero de la magnitud medida.

## 2.6. Recuperación analítica ( $R_a$ )

Relación entre la masa de analito medida en la muestra ( $M_a$ ) y la masa de analito conocida en dicha muestra ( $M_c$ ). Normalmente se expresa en porcentaje.

$$R_a = \frac{M_a}{M_c} \times 100 \quad (\text{fórmula 5})$$

## 3. FUNDAMENTO DEL MÉTODO

Las muestras se obtienen haciendo pasar, con ayuda de una bomba de muestreo personal, un volumen de aire a través de una casete que contiene 2 filtros de fibra de vidrio impregnados de una disolución de 1-(2-piridil)piperazina. Los vapores de 2,6-TDI, presentes

en el aire de los lugares de trabajo, quedan retenidos en los filtros al formarse la urea debido a la reacción del 2,6-TDI con la disolución de impregnación de los filtros.

La urea formada en los filtros se extrae con una mezcla de acetonitrilo y dimetilsulfóxido [ACN/DMSO (90:10)]. Las disoluciones resultantes se analizan en un cromatógrafo de líquidos equipado con un detector de ultravioleta-visible. A partir de la masa de la urea determinada en la muestra, y teniendo en cuenta el volumen de aire muestreado, se obtiene la concentración de 2,6-TDI en el ambiente (9.7) (9.8).




Figura 1: Formación de la urea 2,6-TDI a partir del diisocianato de 2,6-tolueno y de 1,2-PP

## 4. REACTIVOS Y DISOLUCIONES

### 4.1. Reactivos

Todos los reactivos deben ser de calidad analítica para HPLC.

Las indicaciones de peligro asignadas a cada reactivo se recogen en el Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y mezclas (CLP) (9.9) y en el documento *Límites de exposición profesional para agentes químicos 2024* (9.3).

**4.1.1. Agua purificada** (H<sub>2</sub>O), de grado 2 de pureza como mínimo, según ISO 3696:1996. La conductividad eléctrica será menor de 0,1 mS/m y la resistividad mayor de 0,01 MΩ·m a 25 °C. (9.10).

**4.1.2. Acetonitrilo (ACN)** (C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>N) N° CAS: 75-05-8

Precaución: sustancia inflamable, nociva e irritante para los ojos. Indicaciones de peligro: H225-H302-H312-H332-H319. Nota: vía dérmica.

**4.1.3. Dimetilsulfóxido (DMSO)** (C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>SO) N° CAS: 67-68-5

Precaución: no reúne los requisitos para ser clasificada según CLP.

**4.1.4. Diclorometano** (Cl<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>) N° CAS: 75-09-2

Precaución: sustancia sospechosa de ser cancerígena. Puede provocar irritaciones cutáneas y lesiones oculares. Indicaciones de peligro: H315-H319-H351-H336. Nota: vía dérmica.

**4.1.5. Metanol** (CH<sub>3</sub>OH) N° CAS 67-56-1



Precaución: sustancia inflamable y tóxica. Provoca daños en los ojos. Indicaciones de peligro: H225-H301-H311-H331-H370. Nota: vía dérmica.

#### 4.1.6. **Ácido acético (HAc)** ( $C_2H_4O_2$ ) N° CAS: 64-19-7

Precaución: sustancia corrosiva. Indicaciones de peligro: H226-H314

#### 4.1.7. **Acetato de amonio ( $NH_4Ac$ )** ( $C_2H_7NO_2$ ) N° CAS: 631-61-8

Precaución: no reúne las condiciones para ser clasificada según el Reglamento CLP.

#### 4.1.8. **1-(2-piridil)piperazina (1,2-PP)** N° CAS: 34803-66-2

Precaución: nocivo en caso de ingestión. Indicaciones de peligro: H315-H319-H335

## 4.2. Disoluciones

**4.2.1. Disolución de impregnación de filtros**, 4 mg/ml de 1-(2-piridil)piperazina en diclorometano. Se toman 373  $\mu$ l de 1-(2-piridil)piperazina ( $d= 1,072$  g/ml) y se diluyen en diclorometano hasta un volumen final de 100 ml.

**4.2.2. Disolución tampón acetato amónico/ácido acético ( $NH_4Ac/HAc$ ), concentración de acetato amónico 0,01 M.** Se disuelven 0,803 gramos de acetato amónico en unos 250 ml de agua destilada. Se mide el pH, y durante la lectura se añaden gotas de ácido acético hasta un  $pH= 6,2$ . A continuación se añade agua destilada hasta un volumen final de 1 litro.

**4.2.3. Disolución de extracción de la urea**, para la extracción de la urea de los filtros se utiliza una mezcla de acetonitrilo y dimetilsulfóxido, ACN/DMSO (90:10).

**4.2.4. Disolución eluyente**, se utiliza una fase móvil compuesta por acetonitrilo y la disolución tampón, 55% ACN // 45% Tampón  $NH_4Ac/HAc$  ( $pH=6,2$ ).

**4.2.5. Disolución estándar de la urea de 2,6-TDI (1000 mg/l).** Disolución comercial de N,N'-(2-metil-1,3-fenilen)bis(4-(2-piridinil)-1-piperazina-carboxamida) (urea de 2,6-TDI) en DMSO. Se corresponde con un valor para la concentración de 2,6-TDI de 348,43 mg/l.

**4.2.6. Disolución intermedia de la urea de 2,6-TDI (100 mg/l).** Esta disolución se prepara por dilución de la disolución estándar (4.2.5) con DMSO. Se toman 200  $\mu$ l de la disolución estándar y se diluye con DMSO hasta un volumen final de 2 ml. Esta disolución intermedia se corresponde con una concentración de 2,6-TDI de 34,843 mg/l. Es estable 30 días.

**4.2.7. Disoluciones patrón de 2,6-TDI, para la calibración.** Para un intervalo de concentraciones de 2,6-TDI en ACN/DMSO (90:10) desde 0,10 mg/l a 4,00 mg/l. Se preparan a partir de las disoluciones estándar (4.2.5) e intermedia (4.2.6) (para los patrones de concentración inferior a 1mg/l es preferible utilizar la disolución intermedia) mediante la toma de diferentes volúmenes y su dilución con ACN/DMSO 90:10 hasta un volumen final de 5 ml.

## 5. APARATOS Y MATERIAL

### 5.1. Aparatos y material para la toma de muestra

**5.1.1. Bomba de muestreo**, se requiere una bomba tipo P, capaz de mantener un funcionamiento continuado durante todo el tiempo de muestreo. El caudal de la bomba ha de mantenerse constante dentro de un intervalo  $\pm 5\%$ . La bomba debe cumplir los requisitos recogidos en la norma UNE-EN ISO 13137:2022 (9.11).

Para conectar la bomba y el muestreador se utilizará un tubo de goma o plástico de longitud y diámetro adecuado, a fin de evitar estrangulamientos y fugas en las conexiones.

**5.1.2. Medidor de caudal externo**, para ajustar y medir el caudal de la bomba de muestreo, calibrado frente a un patrón primario (trazable a patrones nacionales o internacionales), y cuyo rango de medida incluya el caudal requerido para la bomba de muestreo.

**5.1.3. Casete**, de poliestireno, de tres cuerpos y 37 mm de diámetro.

**5.1.4. Filtro**, se utilizan filtros de fibra de vidrio de 37 mm de diámetro impregnados de 2 mg de 1-(2-piridil)piperazina. Estos filtros se conservan cerrados en frigorífico a  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ . En estas condiciones son estables 1 año.

Para la impregnación de los filtros, se adiciona sobre la superficie de cada filtro 500  $\mu\text{l}$  de la disolución de impregnación (4.2.1). Los filtros impregnados se guardan en desecador a temperatura ambiente hasta la total evaporación del diclorometano y secado de los mismos (8 horas aprox.). A continuación, los filtros se disponen en contenedores adecuados y se guardan en el frigorífico a  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

**5.1.5. Pinzas de punta plana**, sin estrías en los bordes, que eviten, en lo posible, el deterioro de los filtros.

### 5.2. Aparatos y material para el análisis

Todo el material de vidrio utilizado será borosilicatado.

**5.2.1. Matraces clase A**, de diferentes capacidades.

**5.2.2. Pipetas clase A y/o pipetas tipo pistón**, de diferentes volúmenes.

**5.2.3. Balanza analítica**.

**5.2.4. Desecador**.

**5.2.5. Viales**, de 2 ml de capacidad, con tapones de sellado de aluminio y junta de politetrafluoroetileno.

**5.2.6. Filtros desechables**, de PTFE de 0,2  $\mu\text{m}$  de tamaño de poro, para HPLC (Fisherbrand™).

**5.2.7. Medidor de pH**, digital de sobremesa provisto de agitador magnético.

**5.2.8. Cromatógrafo de líquidos (HPLC)**, equipado con desgasificador de disolventes, inyector automático, bomba cuaternaria, compartimento de columna termostatazada y detector ultravioleta-visible de longitud de onda múltiple.

**5.2.9. Columna cromatográfica**, de sílice tipo A esférico y de fase reversa, C18 Hypersil™ ODS o similar, de 150 mm de longitud, 4,6 mm de diámetro interno y 5 micras de tamaño de poro.

**5.2.10. Pre-columna cromatográfica**, de sílice esférico y de fase reversa, C18 Hypersil™ PREP ODS o similar, de 50 mm de longitud, 4,6 mm de diámetro interno y 5 micras de tamaño de poro.

**5.2.11. Sistema informático**, para el control instrumental y tratamiento de señales y datos.

## 6. TOMA DE MUESTRA

### 6.1. Bomba de muestreo

Bomba tipo P.

### 6.2. Muestreador y caudal de muestreo

Se selecciona una casete de tres cuerpos de poliestireno de 37 mm de diámetro. La toma de muestra se realiza en la modalidad casete cerrada, siendo optativo la utilización del cuerpo central de la casete. Se recomienda utilizar un caudal de muestreo de 1 l/min.

### 6.3. Tiempo de muestreo

El tiempo empleado en la captación de la muestra será  $\leq 240$  minutos, que es el máximo tiempo recomendado de exposición a la luz de los filtros impregnados. En todo caso, el tiempo de muestreo para evaluar las exposiciones de corta duración a 2,6-TDI será siempre de 15 minutos.

### 6.4. Volumen de muestreo

**6.4.1. Volumen mínimo de muestreo.** El volumen mínimo de aire utilizado para la toma de la muestra debe permitir cuantificar concentraciones medias de 2,6-TDI en el ambiente, ponderadas durante el tiempo de muestreo, iguales al 10% de la concentración del VLA-ED establecido para el 2,6-TDI (9.3). En el caso de evaluaciones de exposiciones de corta duración, el volumen mínimo debe permitir cuantificar concentraciones en el ambiente de 2,6-TDI iguales al 50% del VLA-EC. El volumen mínimo de muestreo es de 71 litros y de 3,7 litros, para evaluaciones diarias y de corta exposición respectivamente.

$$V_{\text{mínimo}} = \frac{\text{LOQ}}{0,1 \text{ VLA} - \text{ED}} \quad \text{Para exposiciones diarias (fórmula 6)}$$

$$V_{\text{mínimo}} = \frac{\text{LOQ}}{0,5 \text{ VLA} - \text{EC}} \quad \text{Para exposiciones de corta duración (formula 7)}$$

El LOQ (límite de cuantificación del método de medida) para el 2,6-TDI se ha estimado en 0,256  $\mu\text{g}$ /filtro (Tabla A.1).

**6.4.2. Volumen máximo de muestreo.** En principio, el procedimiento de medida permite volúmenes de muestreo superiores a 500 litros sin saturar el filtro. De todas formas, la utilización de 2 filtros impregnados en la toma de muestra permite constatar que no se produce la saturación y por tanto las posibles pérdidas en la captación del 2,6-TDI. Se analizan los 2 filtros de forma separada, y si se encuentran concentraciones de 2,6-TDI en el segundo filtro > 5% de las concentraciones de 2,6-TDI del primer filtro, la toma de muestra debe repetirse.

**6.4.3. Volumen de muestreo recomendado ( $V_r$ ).** Se recomienda un volumen de muestreo de 240 litros en la toma de muestras para las evaluaciones diarias de la exposición y de 15 litros en las evaluaciones de corta duración.

**Tabla 1:** Condiciones para la toma de muestra

	EXPOSICIONES DIARIAS (VLA-ED = 0,036 mg/m <sup>3</sup> )	EXPOSICIONES DE CORTA DURACIÓN (VLA-EC = 0,14 mg/m <sup>3</sup> )
<b>Bomba</b>	Tipo P	
<b>Caudal recomendado</b>	1 litro/min	
<b>Tiempo de muestreo</b>	≤240 min	15 min
<b>Volumen mínimo</b>	71 litros	3,7 litros
<b>Volumen máximo</b>	500 litros	
<b>Volumen recomendado (<math>V_r</math>)</b>	(120-240) litros	15 litros
<b>Nº muestras/jornada y trabajador</b>	2 <sup>(1)</sup>	1

## 6.5. Procedimiento de muestreo

**6.5.1. Ajuste del caudal de la bomba.** Se ajusta el caudal de la bomba al requerido por el muestreador, empleando un medidor de caudal y un muestreador conteniendo dos filtros de fibra de vidrio impregnados del mismo lote que el utilizado en el muestreo.

*Los filtros utilizados para la calibración no se deben utilizar para otro fin, por ejemplo, como blanco de campo o para la toma de muestra.*

**6.5.2. Montaje del filtro en el muestreador.** Con la ayuda de unas pinzas planas se ponen en el muestreador seleccionado los dos filtros de fibra de vidrio impregnados de una disolución de 1-(2-piridil)piperazina (4.2.1). El muestreador permanecerá convenientemente cerrado hasta el comienzo del muestreo. Antes de comenzar el muestreo, se retiran las protecciones del muestreador y se conecta a la bomba mediante un tubo flexible, asegurándose de que no existen fugas ni estrangulamientos.

<sup>1</sup> Excepcionalmente, en situaciones en las que se pueda considerar que la concentración de 2,6-TDI evoluciona de forma constante a lo largo de la jornada laboral, es suficiente una única muestra de 2 horas de duración por jornada y trabajador.

**6.5.3. Muestras personales.** Se coloca el muestreador en la zona de respiración del trabajador (por ejemplo, sujeto a la solapa). La bomba de muestreo se sujeta en el cinturón o en otro lugar apropiado de la ropa del trabajador evitando estrangulamientos del tubo flexible.

**6.5.4. Muestras en puntos fijos.** Se debe elegir una localización adecuada en el puesto de trabajo o próxima a él, de forma que los resultados se puedan considerar representativos de la exposición del trabajador.

**6.5.5. Inicio de la toma de muestra.** Se pone en marcha la bomba, se anotan el caudal, la hora de comienzo y, si es necesario, la temperatura y la presión atmosférica.

**6.5.6. Finalización del muestreo.** Finalizada la toma de muestra, se desconecta la bomba y se retira el muestreador que se vuelve a cerrar para evitar pérdidas o contaminaciones durante su traslado al laboratorio. Se anotan el tiempo transcurrido desde el inicio del muestreo, la identificación de la muestra y todos los datos relativos al muestreo.

**6.5.7. Verificación del caudal de muestreo.** Se coloca de nuevo el muestreador y los filtros utilizados en el ajuste del caudal de la bomba, y se verifica el caudal de la bomba midiéndolo con el medidor de caudal utilizado. La muestra se considera no válida cuando la diferencia entre los caudales medidos antes y después de la toma de muestra supera el 5%.

**6.5.8. Envío de las muestras.** Las muestras se envían lo antes posible al laboratorio. El envío debe efectuarse de forma que se eviten posibles daños o pérdidas de muestra durante el transporte. Es necesario adjuntar a las muestras un blanco o filtro de fibra de vidrio impregnado del mismo lote que el utilizado en el muestreo. Se recomienda un blanco por cada 10 muestras.

Las muestras se pueden almacenar protegidas de la luz a temperatura ambiente durante unos 6 días. Tiempos superiores de almacenaje deben realizarse en frigorífico a -18 °C.

## 7. MÉTODO DE ANÁLISIS

Las muestras se analizan mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC).

### 7.1. Preparación de muestras y blancos

Se depositan cada uno de los filtros de la muestra en frascos de vidrio borosilicatado de 20 ml de capacidad. Se añaden 5 ml de la disolución de extracción (4.2.3) a cada uno de los frascos y se agitan mecánicamente durante 30 minutos, aproximadamente, hasta completar la extracción de la urea de 2,6-TDI. Los filtros deben permanecer completamente sumergidos en la disolución de extracción. Transcurrido el tiempo, se toman las disoluciones resultantes mediante jeringas y se filtran, utilizando filtros desechables (5.2.6) acoplados a las jeringas. Cada uno de los filtrados se trasvasa a un vial de 2 ml que se cierra y etiqueta.

Las disoluciones de cada uno de los filtros de la muestra están listas para el análisis. Los análisis de las muestras siempre se acompañarán con el análisis de un blanco (filtro de fibra de vidrio del mismo lote y sometido a la misma preparación que los filtros de muestreo).

**Tabla 2:** Preparación de las muestras y los blancos.

<b>Disolvente</b>	Disolución de extracción (4.2.3)
<b>Volumen</b>	5 ml
<b>Extracción</b>	Agitación mecánica (30 minutos)
<b>Filtración</b>	Filtros desechables PTFE 0,2µm poro, para HPLC (5.2.6)

## 7.2. Condiciones cromatográficas

Las condiciones cromatográficas para el análisis de las muestras y de los blancos por cromatografía líquida (HPLC) se indican en la tabla 3.

**Tabla 3:** Condiciones cromatográficas para el análisis de las muestras y los blancos.

<b>CROMATÓGRAFO LÍQUIDO (HPLC)</b>	
<b>Columna</b>	Hypersil™ ODS 150 x 4,6 mm x 5 µm, o equivalente
<b>Precolumna</b>	Hypersil™ PREP ODS 50 x 4,6 mm x 5 µm, o equivalente
<b>Temperatura del compartimento de columna</b>	35 °C
<b>Fase móvil (isocrático)</b>	55:45 ACN//Tampón 0,01 M NH <sub>4</sub> Ac/HAc (pH=6,2)
<b>Caudal fase móvil</b>	1,0 ml/min
<b>Volumen de inyección</b>	20 µl
<b>Detector</b>	DAD: 254 nm
<b>Tiempo de análisis</b>	12 min

## 7.3. Calibración

Se preparan las disoluciones patrón de 2,6-TDI para la calibración (4.2.7). Se analizan las disoluciones patrón, en las condiciones indicadas en el apartado 7.2, en orden creciente de concentración y se determina la respuesta analítica del 2,6-TDI en términos de altura o área de pico cromatográfico.

A partir de las concentraciones de 2,6-TDI en los patrones utilizados en la calibración y de sus señales analíticas respectivas, se establece la ecuación de la recta de la regresión de la señal analítica sobre la concentración de 2,6-TDI.

$$A = mC + b \quad (\text{fórmula 8})$$

A: Respuesta analítica (área o altura del pico de la señal cromatográfica).

m: Pendiente de la recta de calibración.

C: Concentración de 2,6-TDI, expresada en mg/l.

b: Ordenada en el origen de la recta de calibración.

Para obtener la función de calibración (recta de regresión) es necesario utilizar un mínimo de tres patrones de calibración, con concentraciones en un rango entre el 50% y el 150% de la concentración esperada para las muestras.

#### 7.4. Análisis de muestras y blancos

Las muestras y los blancos, preparados según lo establecido en 7.1, se analizan en las condiciones establecidas en 7.2 y se determina la respuesta analítica. La concentración de 2,6-TDI en las muestras y en los blancos se obtienen a partir de la ecuación de la recta de regresión (fórmula 8), siendo la que corresponda a la señal analítica obtenida.

Cuando el resultado obtenido para la concentración de 2,6-TDI en la muestra exceda la concentración del mayor patrón utilizado en la calibración, se diluye la muestra con la disolución de extracción (4.2.3) hasta que la concentración esté dentro del rango de calibración. Se deben hacer todas las diluciones necesarias y anotar los factores de dilución.

#### 7.5. Concentración de 2,6-TDI en el aire muestreado

Una vez determinada la concentración de 2,6-TDI en las muestras y en el blanco (7.4), se calcula la concentración de 2,6-TDI en el aire muestreado, en miligramos por metro cúbico (mg/m<sup>3</sup>).

$$C = \frac{(C_s - C_b)V_d 10^{-3}}{V} \times f \quad (\text{fórmula 9})$$

C: Concentración de 2,6-TDI en el aire muestreado, en mg/m<sup>3</sup>.

C<sub>s</sub>: Concentración de 2,6-TDI, en mg/l, en la disolución resultante de la extracción del filtro y obtenida mediante la recta de regresión.

C<sub>b</sub>: Concentración de 2,6-TDI, en mg/l, en la disolución resultante de la extracción del blanco y obtenida mediante la recta de regresión.

V<sub>d</sub>: Volumen de la disolución de extracción, en ml, utilizado en la extracción de las muestras y del blanco (5 ml).

V: Volumen de aire, en m<sup>3</sup>, muestreado.

f: factor de dilución (si es necesario).

## 8. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO

### 8.1. Límites de detección (LOD) y de cuantificación (LOQ) del método

El LOD y el LOQ se han calculado a partir del análisis de 7 filtros de fibra de vidrio, impregnados de una disolución de 1-(2-piridil)piperazina, adicionados con una disolución de urea de 2,6-TDI. De acuerdo con el criterio establecido por la IUPAC (9.12), se calcula el LOD como 3 veces la desviación estándar de las concentraciones de 2,6-TDI obtenidas en el análisis de los 7 filtros adicionados (fórmula 2). Se determina el LOQ como 10 veces esa desviación estándar (fórmula 4) (Anexo A.1).

**Tabla 4:** Límite de detección y límite de cuantificación del método de medida.

<b>LOD</b>	0,077 µg/filtro
<b>LOQ</b>	0,256 µg/filtro

## 8.2. Recuperación analítica (RA)

La recuperación analítica (RA) del método se ha determinado para tres niveles de concentración de 2,6-TDI. Para ello, a cada uno de los grupos formados por 6 filtros impregnados de 1-(2-piridil)piperazina, se les han añadido distintas cantidades de la urea de 2,6-TDI con objeto de cubrir el rango de validación del método (Anexo A.2).

Se han analizado los filtros adicionados, y se ha determinado la recuperación analítica como la relación entre la cantidad de 2,6-TDI medida en el análisis ( $M_m$ ) y la cantidad adicionada ( $M_a$ ).

$$RA = \frac{M_m}{M_a} \quad (\text{fórmula 10})$$

Los resultados para las recuperaciones analíticas medias ( $RA_{mi}$ ) y los coeficientes de variación medios ( $cv_i$ ) obtenidos para cada uno de los grupos, y la recuperación analítica media en todo el intervalo de aplicación ( $RA_m$ ), se indican en la tabla 5.

**Tabla 5:** Recuperación analítica (RA) en cada uno de los niveles de concentración ensayados.

	<b>GRUPO 1</b> 0,871 µg/filtro de 2,6-TDI	<b>GRUPO 2</b> 8,720 µg/filtro de 2,6-TDI	<b>GRUPO 3</b> 17,421 µg/filtro de 2,6-TDI
<b>%RA<sub>mi</sub></b>	99,8	89,8	94,1
<b>%cv<sub>i</sub></b>	8,4	3,6	2,8
<b>%RA<sub>m</sub></b>	94,5		

## 8.3. Precisión analítica

La precisión analítica se ha determinado a partir de los resultados obtenidos en los filtros adicionados con diferentes cantidades de 2,6-TDI, preparados para estimar la recuperación analítica (RA) (Anexo A.3). La precisión analítica es el coeficiente de variación medio (cv) de los coeficientes de variación obtenidos para cada uno de los grupos de concentración de 2,6-TDI ensayados ( $cv_i$ ).

**Tabla 6:** Precisión analítica en cada uno de los niveles de concentración ensayados.

	<b>GRUPO 1</b>	<b>GRUPO 2</b>	<b>GRUPO 3</b>
<b>%cv<sub>i</sub></b>	8,4	3,6	2,8
<b>%cv</b>	4,9		



## 8.4. Incertidumbre expandida del método (U)

Se calcula la incertidumbre expandida del método para la determinación de 2,6-TDI a partir de todas las fuentes de incertidumbre asociadas al procedimiento de medida. Se utiliza para su cálculo el factor de cobertura  $k=2$  (Anexo A.5).

**Tabla 7:** Incertidumbre expandida del método de medida.

INCERTIDUMBRE EXPANDIDA (U)	
% U	15,4

## 9. BIBLIOGRAFÍA

- 9.1.** Norma UNE-EN ISO 22065:2021. Aires en el lugar de trabajo. Gases y vapores. Requisitos para la evaluación de los procedimientos de medición que utilizan muestreadores por aspiración.
- 9.2.** Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Protocolo de validación de los métodos de medida de gases y vapores que utilizan muestreadores por aspiración. MTA/PV-I(3)/A13, 2013.
- 9.3.** Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2024. Ministerio de Trabajo y Economía Social.
- 9.4.** Norma UNE EN 482:2021. Requisitos generales relativos al funcionamiento de los procedimientos de medida de los agentes químicos.
- 9.5.** Norma UNE EN 689:2019 + AC. Exposición en el lugar de trabajo. Medición de la exposición por inhalación de agentes químicos. Estrategia para verificar la conformidad con los valores límite de exposición profesional.
- 9.6.** Norma UNE-EN 1540. Exposición en el lugar de trabajo-Terminología.
- 9.7.** Norma ISO 14382:2018. Workplace Air – Determination of toluene diisocyanate vapors using 1-(2-pyridyl) piperazine-coated glass fibre filters and análisis by high performance liquid chromatography with ultraviolet and fluorescence detectors.
- 9.8.** Institute National de Recherche et de Sécurité (INRS). Méthode pour le prelevement en mode actif sur cassette avec filtres imprégnés et l'analyse par HPLC phase inverse detection UV de la substance: 2,6-TDI. Metropol TDI 2,6. M-250.
- 9.9.** Reglamento (CE) n° 1272/2008. Sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
- 9.10.** Norma UNE-EN ISO 3696:1996. Agua para uso en análisis de laboratorio. Especificación y métodos de ensayo.
- 9.11.** Norma UNE EN ISO 13137:2022. Bombas para muestreos personales de agentes químicos y biológicos. Requisitos y métodos de ensayo.
- 9.12.** International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). Harmonized guidelines for single-laboratory validation of methods of análisis. Technical report. Pure Appl. Chem. Vol 74, N° 5, pp 835-855, 2002.

## ANEXO A

### Validación del método de medida

En este anexo se describen los ensayos llevados a cabo y los datos obtenidos en la validación del método para la determinación de diisocianato de 2,6-tolueno en aire. Las muestras utilizadas para la validación han sido filtros de fibra de vidrio de 37 mm de diámetro, impregnados de 2 mg de 1-(2-Piridil) piperazina, adicionados con la urea derivada del 2,6-TDI.

Estas muestras, analizadas según el método descrito, han sido preparadas en el laboratorio, para lo cual se han adicionado a los filtros diferentes volúmenes (alícuotas) de una disolución comercial de la urea de 2,6-TDI de 1000 mg/L (disolución comercial de N,N-(2-metil-1,3-fenilen)bis(4-(2-piridil)-1-piperazina-carboxamida). Esta disolución comercial se corresponde con una concentración de 2,6-TDI de 348,43 mg/L.

La validación del método se ha llevado a cabo siguiendo los criterios establecidos en la norma UNE-EN ISO 22065:2021 (9.1).

#### A.1. LÍMITES DE DETECCIÓN (LOD) Y DE CUANTIFICACIÓN (LOQ)

El límite de detección (LOD) y el límite de cuantificación (LOQ) del método se han determinado, de acuerdo con los criterios de la IUPAC (9.12), como tres y diez veces, respectivamente, la desviación típica de los resultados obtenidos del análisis de 7 filtros adicionados con 12,5 µl de una disolución de la urea de 2,6-TDI de 100 mg/L preparada por dilución de la disolución comercial (4.2.5) (la disolución preparada se corresponde con una concentración de 2,6-TDI de 34,843 mg/L) (4.2.6).

**Tabla A.1:** Límites de detección y cuantificación del método de medida.

LÍMITES DE DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN						
µg/filtro (adicionados) <sup>(2)</sup>	n <sup>(3)</sup>	µg/filtro (análisis)	Valor medio (µg/filtro) <sup>(4)</sup>	s <sup>(5)</sup> (µg/filtro)	LOD (µg/filtro)	LOQ (µg/filtro)
0,4355	7	0,3858	0,4329	0,0256	0,0768	0,2560
		0,4175				
		0,4601				
		0,4465				
		0,4276				
		0,4376				
		0,4553				

2 Cantidad de 2,6-TDI adicionada a los filtros

3 Número de filtros

4 Valor medio de los resultados para 2,6-TDI obtenidos en el análisis

5 Desviación típica de los resultados

## A.2. RECUPERACIÓN ANALÍTICA (RA)

Para determinar la recuperación analítica, se han preparado 3 grupos de 6 filtros cada uno. A cada uno de los grupos de filtros se les ha añadido diferentes cantidades de 2,6-TDI. Así, a los filtros del grupo 1 se les ha añadido 25 µL de la disolución intermedia de la urea de 2,6-TDI (4.2.6); a los filtros del grupo 2 y del grupo 3 se les ha añadido, respectivamente, 25 µL y 50 µL de la disolución estándar de la urea de 2,6-TDI (4.2.5). De esta forma, las cantidades de 2,6-TDI adicionadas a los filtros de cada uno de los grupos se corresponden con 0,8711 µg, 8,7107 µg y 17,4215 µg. Estas cantidades, para volúmenes de muestreo de 240 litros, incluyen concentraciones de 2,6-TDI en el ambiente entre la décima parte y 2 veces el VLA-ED. Para el caso de volúmenes de muestreo de 15 litros, el rango ensayado incluye concentraciones de 2,6-TDI en el ambiente entre la mitad y el doble del VLA-EC.

Los resultados obtenidos para cada uno de los 3 grupos de filtros preparados se indican en la tabla A.2.

**Tabla A.2:** Recuperación analítica de 2,6-TDI obtenida a partir de filtros adicionados con la urea de 2,6-TDI.

RECUPERACIÓN ANALÍTICA					
Grupo 1 0,8711 µg/filtro de 2,6-TDI		Grupo 2 8,7107 µg/filtro de 2,6-TDI		Grupo 3 17,4215 µg/filtro de 2,6-TDI	
Filtro	Resultado (µg/filtro)	Filtro	Resultado (µg/filtro)	Filtro	Resultado (µg/filtro)
Blanco patrón	No señal	Blanco patrón	No señal	Blanco patrón	No señal
Blanco muestra	No señal	Blanco muestra	No señal	Blanco muestra	No señal
1	0,8565	1	8,1432	1	15,6889
2	0,9260	2	7,8910	2	16,7121
3	---	3	7,8787	3	16,9263
4	0,9074	4	7,5023	4	16,2708
5	0,9122	5	7,4487	5	16,0595
6	0,7476	6	7,5143	6	16,6692
<b>Res. media</b>	<b>0,8699</b>	<b>Res. media</b>	<b>7,7297</b>	<b>Res. media</b>	<b>16,3878</b>
<b>Des. Estándar (s)</b>	<b>0,073</b>	<b>Des. Estándar (s)</b>	<b>0,281</b>	<b>Des. Estándar (s)</b>	<b>0,466</b>
<b>cv (%)</b>	<b>8,4</b>	<b>cv (%)</b>	<b>3,6</b>	<b>cv (%)</b>	<b>2,8</b>
<b>% RA</b>	<b>99,8</b>	<b>% RA</b>	<b>89,8</b>	<b>% RA</b>	<b>94,1</b>

### A.3. PRECISIÓN ANALÍTICA

La precisión analítica se ha determinado a partir de los resultados obtenidos en el ensayo realizado para obtener la recuperación analítica. Para cada uno de los tres grupos de concentración ensayados, se ha calculado el coeficiente de variación (%cv) de los resultados obtenidos en el análisis de los filtros correspondientes. Se ha determinado la precisión analítica como el valor medio de los resultados obtenidos para los coeficientes de variación de los grupos ensayados. Tabla A.3

**Tabla A.3:** Precisión analítica del método de análisis.

<b>PRECISIÓN ANALÍTICA</b>			
<b>µg de 2,6-TDI adicionados a filtros</b>	<b>Grupo 1 (0,8710 µg)</b>	<b>Grupo 2 (8,7107 µg)</b>	<b>Grupo 3 (17,4215 µg)</b>
<b>µg de 2,6-TDI analizados en filtros</b>	0,8565	8,1432	15,6889
	0,9260	7,8910	16,7121
	---	7,8787	16,9263
	0,9074	7,5023	16,2708
	0,9122	7,4487	16,0595
	0,7426	7,5143	16,6692
<b>Promedio resultados analizados</b>	0,8699 µg	7,7297 µg	16,3878 µg
<b>Desviación típica resultados analizados</b>	0,0730 µg	0,2810 µg	0,4656 µg
<b>Coefficiente de variación</b>	8,4 %	3,6 %	2,8 %
<b>Precisión analítica</b>	4,9 %		

### A.4. ALMACENAMIENTO DE LAS MUESTRAS

La influencia en la recuperación de 2,6-TDI, asociada al almacenamiento de las muestras, se ha estimado, para dos niveles de concentración, a partir de los resultados obtenidos en muestras analizadas inmediatamente después de su preparación y en muestras analizadas después de 15 días de almacenamiento en frigorífico a 4 °C.

El estudio se ha llevado a cabo con 24 filtros adicionados con la disolución de la urea de 2,6-TDI. A 12 filtros se les adicionó 2,440 µg de 2,6-TDI y a los otros 12 filtros se les adicionó 13,935 µg. Se tomaron 6 filtros de cada uno de los grupos de concentración y se analizaron inmediatamente tras su preparación. El resto (12 filtros: 6 de cada grupo de concentración) se analizaron tras 15 días de almacenamiento en frigorífico. Tabla A.4.

Se determina la pérdida, debida al almacenamiento, para cada uno de los grupos de concentración a partir de la fórmula siguiente:

$$\text{Perdida} = \frac{X_{\text{md1}} - X_{\text{md15}}}{X_{\text{md1}}} \times 100 \quad (\text{fórmula 11})$$

X<sub>md1</sub> = Valor medio de los resultados obtenidos en los filtros analizados inmediatamente tras su preparación.

X<sub>md15</sub> = Valor medio de los resultados obtenidos en los filtros analizados 15 días después de su preparación.

**Tabla A.4:** Ensayo de almacenamiento.

ALMACENAMIENTO			
Grupo 1 (2,440 µg/filtro)		Grupo 2 (13,935 µg/filtro)	
DÍA 1	DÍA 15	DÍA 1	DÍA 15
2,562	2,428	13,163	11,870
2,639	2,522	13,391	13,118
2,619	2,524	---	12,910
2,480	2,398	12,889	13,323
2,671	2,535	13,067	12,618
2,626	2,533	12,796	12,469
<b>Xmd</b>	<b>2,599</b>	<b>2,490</b>	<b>13,061</b>
<b>% Pérdida</b>	<b>4,2</b>		<b>2,6</b>
<b>% Pérdidamedia</b>	<b>3,4</b>		

Los resultados obtenidos del ensayo indican que las muestras son estables, al menos durante 15 días, conservadas en frigorífico a 4°C.

## A.5. INCERTIDUMBRE DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIDA

Las principales componentes de incertidumbre en la medida de la concentración de 2,6-TDI en aire son las asociadas al muestreo y al análisis. La incertidumbre en %, asociada a cada apartado, se ha estimado haciendo uso de la información obtenida durante la validación del método, y de acuerdo con los criterios y recomendaciones establecidos en la norma UNE-EN ISO 22065 (9.1). La tabla A.5 recoge los resultados obtenidos.

**Tabla A.5:** Incertidumbre del método de medida de 2,6-TDI en aire.

<b>INCERTIDUMBRE EN EL MÉTODO DE MEDIDA DE 2,6-TDI EN AIRE</b>		
<b>A. TOMA DE MUESTRAS</b>		
<b>Factores</b>	<b>Incertidumbre (%)</b>	<b>Notas</b>
<b>1. Volumen de aire muestreado</b>		
1.1 Medida del caudal	0,7	Obtenido del certificado de calibración del medidor de caudal utilizado
1.2. Estabilidad del caudal de la bomba	2,9	El flujo debe ser mantenido en un $\pm 5\%$ del valor seleccionado. Requisito EN ISO 13137 <sup>(6)</sup>
1.3. Medición del tiempo de muestreo	0,0	Se considera despreciable para periodos de medida superiores a 2 horas. Para periodos inferiores, despreciable si el cronómetro posibilita la lectura en segundos
<b>2. Eficacia del muestreo</b>	0,0	El volumen de muestreo recomendado es inferior a la mitad del volumen máximo de muestreo
<b>3. Almacenamiento y transporte</b>	1,97	Obtenido a partir de la pérdida media (ensayo A.4) <sup>(7)</sup>
<b>Incertidumbre en la toma de muestra</b>	<b>3,6</b>	<sup>(8)</sup>
<b>B. ANÁLISIS</b>		
<b>1. Recuperación del método</b>		
1.1. Recuperación analítica	3,8	Resultados no corregidos con la recuperación analítica. Calculada a partir de la recuperación media y el coeficiente de variación medio obtenidos en el ensayo A.2 <sup>(9)</sup>
1.2. Sesgo del método	No se aplica	Aplicable si se utilizan atmósferas controladas en el ensayo
1.3. Concentración de la atmósfera	No se aplica	Aplicable si se utilizan atmósferas controladas en el ensayo
1.4. Efecto de la humedad	No se aplica	Aplicable si se utilizan atmósferas controladas en el ensayo
1.5. Efecto de la temperatura	No se aplica	Aplicable si se utilizan atmósferas controladas en el ensayo

6 Incertidumbre de la estabilidad de la bomba:  $\%u = \frac{5\%}{\sqrt{3}} = 2,9\%$ . EN ISO 13137 requisito 5% variabilidad de la bomba (Distribución rectangular).

7 Incertidumbre debida al almacenamiento y transporte:  $\%u = \frac{4,2 + 2,6}{2\sqrt{3}} = 1,97\%$  (Distribución rectangular).

8 Incertidumbre de la toma de muestra:  $\%u = \sqrt{0,7^2 + 2,9^2 + 1,97^2} = 3,6\%$

9 Incertidumbre de la recuperación analítica debida al sesgo (resultados no corregidos con la recuperación):

$$\%u = \sqrt{\frac{S^2}{3} + \frac{cv^2}{n}} = 3,8\%$$

$$\%u_S = \frac{5,5}{\sqrt{3}} = 3,29\%$$

$$\%u_{CV} = \frac{4,9}{\sqrt{n}} = 2,0\%$$

$$n = 6$$

INCERTIDUMBRE EN EL MÉTODO DE MEDIDA DE 2,6-TDI EN AIRE		
<b>2. Variabilidad del método</b>		
2.1. Precisión analítica	4,9	Media de los coeficientes de variación de las concentraciones ensayadas A.3 <sup>(10)</sup>
2.2. Precisión del método	No se aplica	Aplicable si se utilizan atmósferas controladas en el ensayo
2.3. Concentraciones disol. calibración	1,7	Calculada a partir de la pureza de las disoluciones estándar de la urea de 2,6-TDI y de los datos certificados de la jeringa y del matraz utilizados <sup>(11)</sup>
2.4. Función de calibración	2	Valor máximo adoptado siempre que el intervalo de calibración esté comprendido entre el doble y la mitad del valor de las muestras
2.5. Dilución de las muestras	No se aplica	
2.6. Deriva respuesta instrumental	1,15	Calculado a partir de la deriva máxima permitida 2% <sup>(12)</sup>
<b>Incertidumbre en el análisis</b>	<b>6,8</b>	(13)
INCERTIDUMBRE DEL MÉTODO DE MEDIDA		
<b>Incertidumbre Combinada (UC)</b>	7,7 %	(14)
<b>Incertidumbre expandida U (k=2)</b>	15,4 %	(15)

10 Incertidumbre debida a la Precisión analítica:  $\%u = \frac{\%cv_1 + \%cv_2 + \%cv_3}{3} = \frac{8,4 + 3,6 + 2,8}{3} = 4,9$

11 Incertidumbre debida a la concentración de la disolución calibración:

$$\%u = \sqrt{\%u_p^2 + \%u_{jeringa}^2 + \%u_{matraz}^2}$$

$$\%u = \sqrt{0,5^2 + 0,5^2 + 1,57^2} = 1,7 \%$$

Disolución patrón:  $\%u_P = 0,5$  (certificación del patrón) (disolución de la urea de 2,6-TDI)

Jeringa:  $\%u_{jeringa} = \sqrt{u_{tolerancia}^2 + u_{precisión}^2}$  ;  $\%u_{jeringa} = \sqrt{\frac{0,8^2}{3} + 0,2^2} = 0,50\%$

1000 µl: tolerancia=0,8%; Precisión=0,2% (por lo general: 0,25 tolerancia).

Matraz:  $\%u_{matraz} = \sqrt{u_{tolerancia}^2 + u_{precisión}^2}$  ;  $\%u_{matraz} = \sqrt{\frac{2,5^2}{3} + 0,62^2} = 1,57 \%$

Matraz de 1ml: tolerancia = 2,5 %; Precisión = 1/4 Tolerancia = 0,62.

12 Incertidumbre debida a la deriva instrumental:  $\%u = \frac{\%D}{\sqrt{3}} = 1,15\%$  %D= 2% (máximo).

13 Incertidumbre en el análisis:  $\%u = \sqrt{3,8^2 + 4,9^2 + 1,7^2 + 2^2 + 1,15^2} = 6,8\%$

14 Incertidumbre típica combinada:  $\%u = \sqrt{3,6^2 + 6,8^2} = 7,7\%$

15 Incertidumbre expandida:  $\%u = K \cdot 7,7 = 2 \times 7,7 = 15,4\%$



MTA-MA-067/A24



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE TRABAJO  
Y ECONOMÍA SOCIAL

 **Cinsst**

Instituto Nacional de  
Seguridad y Salud en el Trabajo